

OPATRUNKI SILIKONOWE FIRMY BMS

Opatrunki silikonowe firmy BMS stosuje się na zagojone rany w celu zapobiegania przerostowi blizny i zmniejszenia jej widoczności. Opatrunki przeznaczone są również do stosowania na blizny przerostowe i keloidy. Zapobiegają ich powstawaniu i powodują, że blizny stają się miękkie, gładkie i jaśniejsze. Przed użyciem opatrunku, proszę uważnie przeczytać instrukcję i zawarte w niej zalecenia, przeciwwskazania oraz uwagi.

Opis Produktu

Opatrunki silikonowe typu: Silon-SES[®], Oleeva Clear, Oleeva Fabric, są produktami o wydłużonym czasie użytkowania. Przeznaczone są do wielokrotnego użycia w okresie od jednego do dwóch miesięcy (w zależności od typu wybranego opatrunku). Jednakże aplikacja na zgiętych powierzchniach takich jak łokieć lub pięta może spowodować szybsze ich zużycie.

Opatrunki typu Silon-SES[®] i Oleeva Clear posiadają zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię. Powierzchnia kleista o wyraźnym połysku powinna być przyłożona bezpośrednio na bliznę.

Opatrunki można aplikować tylko na zagojone rany (ok. 3 tygodnie po zdjęciu szwów lub jeśli lekarz zaleci inaczej).

Nie należy stosować opatrunków na otwarte rany.

Sposób użycia

- Wybierz odpowiedni rozmiar w celu pełnego pokrycia blizny, pozostawiając dodatkową krawędź wokół blizny ok. 1 cm. Zaleca się, aby przyklejony opatrunek pozostawić na bliznie przez ok. 23 godz., następnie zdjąć i umyć przy użyciu delikatnego mydła bez detergentów, wypłukać i pozostawić do wysuszenia.
- Jeżeli istnieje taka potrzeba, przytnij opatrunek tak, aby uzyskać odpowiedni anatomiczny kształt i rozmiar. Nie wycinaj ostrych krawędzi w opatrunku, gdyż może to spowodować jego rozdarcie. W celu aplikacji na miejsca trudno dostępne np. powierzchnie skóry pomiędzy palcami, opatrunek można rolować.
- Używając opatrunek Silon-SES[®] lub Oleeva Clear ostrożnie usuń papierek ochronny pokrywający wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię opatrunku. Przyłóż opatrunek do blizny powierzchnią bardziej klejącą, która posiada większy połysk. W przypadku opatrunku Oleeva Fabric usuń ochronne zabezpieczenie opatrunku znajdujące się pod materiałem i przyłóż do blizny.
- W przypadku konieczności leczenia większych powierzchni, ulóż kawałki opatrunków obok siebie.
- Silon-SES[®], Oleeva Clear i Oleeva Fabric nie są plastrami tylko opatrunkami silikonowymi. Po nałożeniu na bliznę wybranego opatrunku, przyklej go dodatkowo zwykłym plastrem lub użyj do przymocowania siatki Codofix, bandaża, ubrania uciskowego lub taśmy hypoalergiczej. Nie uciskaj zbyt mocno blizny.
- Opatrunek zdejmij raz dziennie. Po zmyciu z opatrunku tłuszczu wydzielanego przez skórę i wysuszeniu, opatrunek odzyskuje naturalną kleistość, która jednak w miarę zużywania się opatrunku, będzie się zmniejszać.
- Nie używaj pod opatrunki żadnych kremów ani maści.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia zaleca się używanie opatrunku początkowo 2-3 godziny dziennie i stopniowe zwiększanie czasu do 23 godzin dziennie. Jeśli zaobserwujesz słabą tolerancję skóry na produkt, zmniejsz czas kontaktu opatrunku ze skórą.
- Czas noszenia opatrunku przez każdego pacjenta jest inny. Jest to zależne od właściwości i higieny blizny.

Przeciwwskazania

- Niezagojona rana
- Uczulenie na silikon

Możliwe efekty uboczne

- Opuchlizna spowodowana absorpcją płynów
 - Swędzenie
 - Możliwość wystąpienia wysypki (m. in. jako efekt reakcji alergicznej lub przy braku odpowiedniej higieny).
W takim przypadku należy zmniejszyć czas użycia opatrunku do 2-3 godzin dziennie. Po ustąpieniu wysypki, stopniowo zwiększać czas kontaktu opatrunku ze skórą.
 - Wydzielanie przez skórę nieprzyjemnego zapachu.
- Skóra w miejscu gdzie znajduje się blizna powinna być umyta i dobrze osuszona. Jeśli mimo to wydzielać się będzie nieprzyjemny zapach, należy użyć do przemywania mydła antybakteryjnego.

Uwagi:

- **Opatrunki silikonowe nie są plastrami. Ze względu na wielokrotne mycie i suszenie tracą właściwości klejące i dlatego należy je dodatkowo przymocowywać.**
- **Ze względu na wielokrotne używanie, opatrunek może się rozciągać.**

W celu zakupu opatrunku silikonowego firmy BMS prosimy o kontakt:

P.A.D. Technologies Ltd. Sp. z o.o.
ul. Belgijska 11 lok. 12
02-511 Warszawa
tel: (0-22) 646 55 57
faks: (0-22) 646 55 31
www.sklepuroda.pl
e-mail: padtech@padtech.pl

WSZYSTKIE OPATRUNKI PAKOWANE SĄ PO JEDNEJ SZTUCE

Silon-SES®

3008	Silon-SES	4 cm x 13 cm
3025	Silon-SES	13 cm x 13 cm
3050	Silon-SES	13 cm x 25 cm
3096	Silon-SES	20 cm x 30 cm

Oleeva Clear

3508	Oleeva Clear	4 cm x 13 cm
3525	Oleeva Clear	13 cm x 13 cm
3550	Oleeva Clear	13 cm x 25 cm
3596	Oleeva Clear	20 cm x 30 cm

Oleeva Fabric

3708	Oleeva Fabric	4 cm x 13 cm
3725	Oleeva Fabric	13 cm x 13 cm
3750	Oleeva Fabric	13 cm x 25 cm
3796	Oleeva Fabric	20 cm x 30 cm

Oleeva Fabric - NOWE KSZTAŁTY

37AP Oleeva po abdominoplastyce	5 cm x 58 cm
37BA Oleeva wokół brodawki	średnica 6,0 cm
37BF Oleeva w kształcie kotwicy na fałd podpiersiowy	
37BK Oleeva zestaw po podniesieniu piersi	
37BP Oleeva Brachioplastyka	6 cm x 20 cm
37CS Oleeva kształt C na brzuch	6 cm x 23 cm
37UM Oleeva po plastyce pępka	7 cm x 10 cm
37VM Oleeva - odwrócona mastopeksja	7,6 cm x 16,5 cm

Producent:

BMS, Bio Med. Sciences, Inc.
101 Technology Drive
Bethlehem, PA 18015, USA